

**Oviva App** Version 4

# Benutzer- Handbuch





<b>1</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	<b>2</b>
1.1	Zweckbestimmung	2
1.2	Vorgesehene Verwendung	2
1.3	Für wen ist die Oviva App gedacht?	2
<b>2</b>	<b>Kontraindikationen</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Warnhinweis</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Vorsichtsmaßnahmen</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Produkthinweise</b>	<b>4</b>
5.1	Anmeldung in der Oviva App	4
5.2	Protokollieren eines Eintrags	6
	<i>Ernährung</i>	8
	<i>Körpergewicht</i>	9
	<i>Aktivität</i>	9
	<i>Blutzucker</i>	10
	<i>Symptome</i>	10
	<i>Stimmung</i>	10
	<i>Blutdruck</i>	10
	<i>Getränk</i>	11
	<i>Taillenumfang</i>	11
	<i>Verdauung</i>	11
	<i>Lernen</i>	11
	<i>Einen Eintrag mit Bluetooth vornehmen</i>	12
5.3	Home	13
	<i>Aufgaben</i>	13
	<i>Tagesprotokoll</i>	15
	<i>Einstellungen</i>	16
	<i>Profilbild</i>	17
5.4	Chat	18
5.5	Lernen	19
5.6	Fortschritt	20
	<i>Ihre Werte</i>	20
	<i>Diagramme</i>	21
	<i>Ernährungsvorschläge</i>	22
	<i>Wochenübersicht</i>	22
<b>6</b>	<b>Zusätzliche Informationen</b>	<b>23</b>
6.1	Hilfe und Support	23
6.2	Unterstützte Plattformen	23
6.3	Nutzungsumgebung	23
6.4	Unterstützte Geräte für den Datenimport über Bluetooth	23
6.6	Symbolglossar	24
6.8	Hinweise zur Zulassung und zur Sicherheit	24



*Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch durch, bevor Sie die Oviva App benutzen.*

# 1. Produktbeschreibung

## 1.1 Verwendungszweck

Die Oviva App ist Teil eines ernährungsbezogenen Programms – mit Behandlungsplänen zur Unterstützung von Patienten bei der Umstellung ihrer Ernährung und ihrer Lebensgewohnheiten, damit sie ihre Gesundheit verbessern, die Krankheitslast verringern und günstige klinische Ergebnisse erzielen können.

## 1.2 Vorgesehene Verwendung

Patienten mit entsprechenden Diagnosen, u. a. Über- und Unterernährung, Hormon- und Stoffwechselerkrankungen, Allergien und Intoleranzen, Erkrankungen des Verdauungssystems und onkologische Erkrankungen.

## 1.3 Für wen ist die Oviva App gedacht?

Die Oviva App ist für eine Patientengruppe gedacht, die:

- mit einer ernährungsbedingten Erkrankung diagnostiziert ist: Über- und Unterernährung, Hormon- und Stoffwechselerkrankungen, Allergien und Intoleranzen, Verdauungsprobleme und onkologische Erkrankungen
- 18 Jahre oder älter ist, oder von Eltern begleitet wird
- von einem Arzt oder einer anderen medizinischen Fachperson betreut wird
- in der Lage und motiviert genug ist, die mit einer medizinischen Fachperson von Oviva vereinbarte Umstellung von Ernährungs- und Lebensgewohnheiten umzusetzen
- Zugang zu einem Smartphone hat und mit diesem und Smartphone-Apps umgehen kann.



## 2. Kontraindikationen

Es gibt keine bekannten Kontraindikationen für die Nutzung der Oviva App.

## 3. Warnhinweise

- Bei der Oviva App handelt es sich um ein eingetragenes Medizinprodukt. Die Oviva App dient der Unterstützung bei der Behandlung von ernährungsbedingten Beschwerden oder Erkrankungen, stellt jedoch keinen Ersatz für einen Termin bei Ihrem Arzt bzw. Pflegeteam dar.
- Die Oviva App interpretiert weder Daten, noch trifft sie automatische Behandlungsentscheidungen. Sie darf nicht als Ersatz für eine professionelle Behandlung eingesetzt werden.
- Sämtliche medizinische Diagnosen und Behandlungen müssen unter der Aufsicht und Kontrolle einer entsprechenden medizinischen Fachperson erfolgen.
- Bitte fragen Sie bei allen gesundheitsbezogenen Bedenken oder Problemen einen Arzt oder eine medizinische Fachperson um Rat. Zögern Sie niemals die Hinzunahme eines medizinischen Rats hinaus oder ignorieren Sie einen solchen aufgrund von Informationen aus der Oviva App.
- Im Falle einer Gefährdung oder wenn Sie dringend Hilfe benötigen, kontaktieren Sie den Rettungsdienst.
- Die von der App bereitgestellten Ernährungsvorschläge basieren auf einem Algorithmus. Der Algorithmus berücksichtigt Ihre wichtigsten Ernährungspräferenzen, z. B. vegan oder vegetarisch, aber möglicherweise nicht mögliche Unverträglichkeiten oder Allergien. Wenden Sie sich im Zweifelsfall immer zuerst an Ihren medizinischen Betreuer.
- Informieren Sie Ihre medizinische Fachperson über Änderungen der Medikamenteneinnahme oder über Änderungen Ihrer Diagnose bei jedem veränderten Gesundheitszustand.
- Die von der App bereitgestellten Inhalte sind auf der Grundlage der von Ihnen angegebenen Informationen personalisiert. Wenn Sie unsicher sind oder der Meinung sind, dass der Inhalt nicht zu Ihren Unverträglichkeiten, Allergien oder spezifischen Ernährungsweisen wie vegan oder vegetarisch oder zu Ihrem Gesundheitszustand passt, wenden Sie sich bitte zuerst an Ihren Arzt.

## 4. Vorsichtsmaßnahmen

- Informieren Sie Ihre medizinische Fachperson von Oviva über all Ihre ernährungsbedingten Allergien und Intoleranzen.
- Ihr Oviva Konto ist personenbezogen und darf nicht mit weiteren Benutzern geteilt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Oviva App stets auf dem neuesten Stand ist und Sie immer die neueste Version haben. Oviva empfiehlt, die Einstellungen Ihrer Smartphones so zu wählen, dass die App automatisch aktualisiert wird.
- Die Oviva App darf nicht auf Geräten mit Root-Zugriff oder auf Smartphones mit Jailbreak verwendet werden.
- Geben Sie in der Oviva App immer korrekte Daten ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Oviva App mit dem entsprechenden Bluetooth-Gerät koppeln, das Ihre persönlichen Daten aufzeichnet (falls es verwendet wird)

## 5. Produkthinweise

### 5.1 Anmeldung in der Oviva App

Die Oviva App ist ausschließlich für Oviva-Benutzer gedacht. Deshalb ist sie nicht allgemein zugänglich.

Nachdem Sie an Oviva verwiesen wurden und Ihr Konto angelegt wurde, werden Ihnen Ihre Anmeldedaten zugesandt – per E-Mail oder SMS.

#### *Schritt 1: Herunterladen der Oviva App*

Laden Sie die App aus dem App Store oder von Google Play und installieren Sie diese.

#### *Schritt 2a: Anmeldung mit der E-Mail-Adresse*

Sie erhalten anschließend eine E-Mail von Oviva mit Ihrem Anmeldepasswort.

Nachdem Sie diese E-Mail erhalten haben:

- Tippen Sie auf die Schaltfläche „Einloggen per E-Mail“.
- Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche „Anmelden“.
- Sie sollten nun in der App angemeldet sein .

**Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben sollten:**

- Tippen Sie auf die Schaltfläche „Passwort vergessen“.
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf die Schaltfläche „Absenden“.
- Wenn die E-Mail Adresse in unserem System hinterlegt ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail zum Zurücksetzen Ihres Passworts.
- Tippen Sie in der E-Mail auf den Link zum Ändern Ihres Passworts.
- Geben Sie das neue Passwort zweimal ein und tippen Sie dann auf „Bestätigen“.

## *Schritt 2b: Anmeldung mit der Mobiltelefonnummer*

- Tippen Sie auf die Schaltfläche „Einloggen per Handynummer“.
- Wählen Sie Ihr Land aus.
- Geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer und Ihr Geburtsdatum ein.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche „Überprüfen“.
- Wenn die eingegebene Mobiltelefonnummer und das eingegebene Geburtsdatum mit den in unserem System hinterlegten Daten übereinstimmen, erhalten Sie eine SMS mit einem Bestätigungscode.
- Geben Sie den Bestätigungscode ein und tippen Sie auf die Schaltfläche „Bestätigen“.
- Sie sollten nun in der App angemeldet sein.

### *Schritt 3: Annahme der allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Datenschutzrichtlinien*

Zur Nutzung der Oviva App ist die Annahme der allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Datenschutzrichtlinien erforderlich. Die neueste Version finden Sie auf unserer Website <https://oviva.com>.

## **5.2 Protokollieren eines Eintrags**

Es können einige unterschiedliche Themen mit der Oviva App protokolliert werden, wie „Mahlzeit / Snack“, „Körpergewicht“, „Aktivität“, „Stimmung“ und weitere (siehe unten). Sie können sich Ihre Einträge auf dem Bildschirm „Home“ und auf dem Bildschirm „Fortschritt“ ansehen, um Trends, Muster und Fortschritte zu sehen.


Ihre medizinische Fachperson kann all Ihre Einträge einsehen und Ihnen so personalisierte Ratschläge und Unterstützung bieten.

### **Wichtiger Hinweis**


Ein Eintrag kann nur protokolliert werden, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind.

1. Zum Protokollieren eines neuen Eintrags tippen Sie unten in der Navigationsleiste auf die Schaltfläche Plus (+).
2. Es wird ein Menü angezeigt, in dem Sie den Eintragstyp auswählen können, den Sie protokollieren möchten.

1.



2.






## Mahlzeit / Snack

Je mehr Mahlzeiten und Zwischenmahlzeiten Sie protokollieren, desto besser kann Ihnen Ihre medizinische Fachperson Rückmeldungen geben. Sie können den Überblick über Ihre Ernährung behalten, indem Sie:

1. ein Bild aufnehmen, wenn Sie in der Oviva App sind
2. ein Bild aus Ihrer Galerie hochladen, indem Sie auf die Schaltfläche „Galerie“ tippen
3. eine Beschreibung in Textform hinzufügen, indem Sie auf „Nur Text“ tippen.


Wenn Sie ein Foto Ihres Essens hinzufügen (die empfohlene Option), können Sie auch eine Anmerkung zur Beschreibung Ihres Essens hinzufügen, indem Sie auf „Notiz hinzufügen“ tippen.

Wenn Sie ein Foto aus Ihrer Galerie hochladen oder Ihr Essen nur in Textform beschreiben, können Sie das Datum und die Zeit der Mahlzeit auswählen. Tippen Sie dazu auf „Wann?“, damit der Eintrag dem Zeitpunkt zugeordnet wird, zu dem Sie diese Mahlzeit zu sich genommen haben.



## Automatische Erkennung und Verwendung von Lebensmittelkategorien

Die Oviva App erkennt automatisch die Lebensmittel, die Sie auf Ihrem Teller haben, und schlägt passende Lebensmittel vor. Wenn die App die richtigen Kategorien nicht erkannt hat, klicken Sie einfach auf „Essen hinzufügen“, um alle verfügbaren Lebensmittel anzuzeigen. Auf dem Bildschirm zum Hinzufügen von Lebensmitteln können Sie Lebensmitteletiketten auswählen und abwählen, indem Sie darauf tippen. Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, drücken Sie einfach auf „Hinzufügen“, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren und Ihr Essen zu protokollieren.



## Körpergewicht

Selbst wenn Ihr Hauptaugenmerk nicht auf einer Gewichtsabnahme/-zunahme liegt, kann es dennoch sinnvoll sein, immer den Überblick über Ihr Körpergewicht und Ihren Gesundheitszustand zu behalten. Wir empfehlen, das Körpergewicht einmal pro Woche zu protokollieren. In den Einstellungen können Sie die Einheit ändern (kg, amerikanische Pfund oder britische „Stones“).



## Aktivität

Nach Auswahl einer Aktivität (scrollen Sie durch die Liste oder geben Sie die Bezeichnung der Aktivität ein) geben Sie die Dauer dieser Aktivität in Stunden und Minuten ein.

Sie können Ihre Schritte zählen, wenn Sie Ihre Oviva App mit Apple Health, Google Fit oder einem Fitbit-Gerät synchronisieren, falls Sie eines haben. Gehen Sie zum Bildschirm "Home" und öffnen Sie die Einstellungen, indem Sie auf das Profilbild oben rechts auf dem Bildschirm tippen.



## Blutzucker

Wenn bei Ihnen Diabetes diagnostiziert wurde und Sie Ihren Blutzuckerspiegel überprüfen müssen, können Sie darüber in der App ein Protokoll führen. Das hilft Ihrer medizinischen Fachperson dabei, nachzuvollziehen, wie gut Sie Ihre Erkrankung im Griff haben und Ihnen dabei zu helfen, mit hohen oder niedrigen Messwerten umzugehen.

Denken Sie daran, Ihre medizinische Fachperson über alle Veränderungen in Ihrer Medikation oder über neue Beschwerden oder Erkrankungen zu informieren.



## Symptome

Wenn Sie gastrointestinale Symptome (Magen und Darm betreffend) bemerken, können Sie diese in der App protokollieren, damit Ihnen Ihre medizinische Fachperson helfen kann.

Sie können den Schweregrad eines Symptoms von 0 (ohne Symptom) bis 10 (schwer ausgeprägtes Symptom) einstufen.



## Stimmung

Sie können Ihre Stimmungslage - also wie Sie sich fühlen - protokollieren. Dies kann Ihnen dabei helfen, ein besseres Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie Ihre Stimmung im Laufe des Tages oder der Woche schwankt und wie sich dies auf Ihr Verhalten auswirkt.





## Blutdruck

Für einen Überblick über Ihre kardiovaskuläre Gesundheit (der Gesundheit Ihres Herz-Kreislauf-Systems) können Sie Ihren systolischen und Ihren diastolischen Blutdruck protokollieren.



## Getränk

Sie können den Überblick über Ihre Flüssigkeitszufuhr behalten, indem Sie alle Flüssigkeiten, die Sie getrunken haben, protokollieren. Sie können Menge und Art der Flüssigkeit angeben (z. B. Wasser, Kaffee, Saft).



## Taillenumfang

Zusätzlich zum Protokollieren Ihres Körpergewichts ist das Protokollieren Ihres Taillenumfangs ebenfalls eine bewährte Methode zum Überwachen Ihrer Fortschritte. Das gilt insbesondere dann, wenn Sie versuchen, Bauchfett (Masse in der Körpermitte) zu verlieren.



## Stuhlgang

Ihr Stuhlgang ist ein wertvoller Indikator für Ihre gastrointestinale Gesundheit (Gesundheit von Magen und Darm). In der App können Sie die Art des Stuhls mithilfe der Bristol-Stuhlformen-Skala protokollieren.



## Lernen

Sich über die Lerninhalte auf dem Laufenden zu halten, ist unerlässlich, damit Sie das Wissen und damit die Mittel erhalten, um Ihre Gesundheitsziele zu erreichen.

## Einen Eintrag mit einem Bluetooth Gerät vornehmen


Sie können Gewicht, Schritte, Blutzucker oder Blutdruck auch mithilfe von einem Bluetooth Gerät protokollieren. Dazu benötigen Sie ein Messgerät (z. B. Blutzuckermessgerät), das dem Bluetooth Low Energy (BLE 4.0)-Standard entspricht. So protokollieren Sie Ihre Werte:

- Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Telefon Bluetooth aktiviert ist und dass Sie genehmigt haben, dass die Oviva App Bluetooth auf Ihrem Telefon verwenden darf.
- Navigieren Sie zu den Einstellungen und wählen Sie Bluetooth aus.
- Suchen Sie hier nach verfügbaren Geräten und koppeln bzw. verbinden Sie Ihr Messgerät.
- Bleiben Sie online, während die App die Messdaten übernimmt. Ihr Protokolleintrag wird automatisch erstellt und Sie erhalten eine Bestätigungsmeldung auf Ihrem Bildschirm.

## 5.3 Home

Im Bereich "Home" sehen Sie Ihre aktiven Aufgaben für diesen Tag und alle Ihre Protokolle. Sie können zurückgehen und frühere Tage überprüfen, indem Sie auf die Pfeile am oberen Rand der Seite tippen.

### Aufgaben



### Aufgaben

Im Abschnitt „Aufgaben“ werden alle Aufgaben für diesen Tag angezeigt. Links wird eine Statusanzeige (ein Kreis) angezeigt, mit der Ihr Fortschritt abgeglichen wird. Sobald die Aufgabe erfüllt ist, wird daraus ein Häkchen. Durch Tippen auf eine Aufgabe gelangen Sie zur entsprechenden Funktion und Sie können die Aufgabe abschließen.

## Erstellen von Aufgaben

Sie können eine neue Aufgabe hinzufügen, indem Sie rechts oben in der Aufgaben-Karte auf die Schaltfläche "Bearbeiten" tippen. Es wird eine Liste mit vorgeschlagenen Aufgaben angezeigt, mit denen Sie beginnen können. Suchen Sie die Aufgaben, die mit Ihren Zielen übereinstimmen und folgen Sie den Anleitungsschritten. So können Sie darüber entscheiden, was Ihr tägliches Ziel ist und an welchem Tag die Aufgabe aktiv ist, sowie Erinnerungen hinzufügen.

## Bearbeiten von Aufgaben

Sie können eine bestehende Aufgabe bearbeiten, indem Sie rechts oben in der Aufgaben-Karte auf die Schaltfläche "Bearbeiten" tippen. Es wird eine Liste mit allen aktiven Aufgaben angezeigt. Suchen Sie die Aufgabe, die Sie ändern möchten, und tippen Sie darauf. Aktualisieren Sie die Elemente, die Sie ändern möchten („Aktive Tage“, „Erinnerungen“, „Tagesziel“) und tippen Sie auf „Speichern“. Die Änderungen werden ab diesem Tag, jedoch nicht rückwirkend, umgesetzt.


## Löschen von Aufgaben

Sie können eine bestehende Aufgabe löschen, indem Sie rechts oben in der Aufgaben-Karte auf die Schaltfläche "Bearbeiten" tippen. Es wird eine Liste mit allen aktiven Aufgaben angezeigt. Suchen Sie die Aufgabe, die Sie löschen möchten, und tippen Sie darauf. Nun können Sie zum Löschen der Aufgabe auf die Schaltfläche „Löschen“ tippen. Die Aufgabe wird ab diesem Tag, jedoch nicht rückwirkend, gelöscht.

## Tagesprotokoll


Im Abschnitt „Einträge“ werden all Ihre Einträge in chronologischer Reihenfolge für diesen Tag angezeigt, wobei der neueste Eintrag oben aufgeführt wird. Durch Tippen auf einen Eintrag können Sie diesen bearbeiten, löschen oder zum entsprechenden Diagramm gelangen. Dort wird Ihr Fortschritt im Zeitverlauf angezeigt.

### Tagesprotokoll



## Einstellungen

Sie können auf die Einstellungen zugreifen, indem Sie auf das Profilbild oben rechts auf dem Bildschirm tippen. Sie können Ihre Fotogalerie, Apple Health oder Google Fit, Fitbit und Bluetooth verbinden oder trennen, Ihr Profilbild aktualisieren, Ihre anstehenden Termine einsehen, auf regulatorische Informationen zugreifen, Ihre Einwilligungen einsehen und verwalten, Einheiten Ihrer Protokolle ändern und sich abmelden.



## Profilbild

Um Ihr Profilbild zu aktualisieren, tippen Sie einfach auf das Bild oben auf dem Einstellungsbildschirm. Sie können dann ein Bild aufnehmen oder es aus Ihrer Galerie hochladen. Ihr Profilbild wird für Sie und Ihr medizinisches Fachpersonal sichtbar sein.

Tippen, um  
das Profilbild  
zu ändern




## 5.4 Chat

In diesem Abschnitt der App können Sie mit Ihrer medizinischen Fachperson und anderen Patienten chatten (nur, wenn Sie Teil eines Gruppenchats im Rahmen Ihres Programms sind).

Wenn Sie nicht Teil einer Gruppe sind, wird nur der Chat mit Ihrer medizinischen Fachperson angezeigt. Wenn Sie Teil einer Gruppe sind, wird eine Liste mit Ihren ganzen Chats angezeigt.

Innerhalb eines Chats können Sie Nachrichten und Bilder direkt an Ihre medizinische Fachperson oder Ihre Gruppe senden. Sie können sich ebenfalls deren Antworten, Ratschläge und Kommentare ansehen.



Nutzen Sie den Chat um:

- Fragen zu stellen
- Ihre Erfolge und Herausforderungen zu teilen
- Unterstützung und Motivation durch Ihre medizinische Fachperson zu erhalten

### Tipp

Sie können direkt auf eine Nachricht antworten, indem Sie lange auf diese Nachricht drücken oder diese nach rechts wischen.

### Hinweis


Denken Sie daran, KEINE dringenden klinischen Fragen per App zu senden, denn Ihre medizinische Fachperson überprüft dies unter Umständen nicht jeden Tag. Wenn Sie dringend Hilfe benötigen oder im Falle einer Gefährdung kontaktieren Sie den Rettungsdienst.



## 5.5 Lernen

Für Ihr Programm gibt es unterstützende Materialien und Inhalte auf Oviva Learn, die Sie während des Programms durcharbeiten werden, indem Sie auf "Lernen" tippen. Ein Kurs ist ein strukturierter Bildungskurs, der aus verschiedenen Lektionen besteht.

Unabhängig von Ihrem Kurs empfiehlt Ihnen Oviva eine Auswahl von Kurzinhalten, die auf Ihre spezifischen Interessen und Bedürfnisse zugeschnitten sind. Sobald sie verfügbar sind, werden sie nach und nach freigeschaltet.



Um auf den Inhalt zuzugreifen, tippen Sie auf die Schaltfläche "Lernen" und wählen Sie Ihre Lektion aus. Mit den Schaltflächen "Weiter" und "Zurück" können Sie durch das Lernprogramm navigieren. Die Inhalte können aus verschiedenen Elementen bestehen, z. B. aus Artikeln, Videos, Podcasts und Quizfragen.



## 5.6 Fortschritt

Der Abschnitt "Fortschritt" gibt Ihnen Rückmeldung darüber, wie gut Sie sich Ihrem Ziel nähern. In diesem Bereich können Sie Ihre eigenen Werte für das, was Sie mit Ihrer Reise bei Oviva erreichen möchten, hinzufügen, Ihren Fortschritt mit verschiedenen Diagrammen visualisieren und ein umsetzbares Feedback zu Ihrer Ernährung erhalten.




### Ihre Werte

Unter "Ihre Werte" können Sie Ihre Motivation, ein Zitat oder Ihr Endziel eintragen, so dass es immer als Erinnerung für Sie sichtbar ist. Um Ihre Werte zu aktualisieren, tippen Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten", ändern Sie Ihren Text nach Belieben und drücken Sie auf "Speichern".



## Diagramme

Auf dem Fortschrittsbildschirm finden Sie eine Reihe von Diagrammen, die Ihnen dabei helfen, die Einhaltung Ihrer Gesundheitsgewohnheiten und die Entwicklung Ihrer Gesundheitskennzahlen zu verfolgen.



## Ihre Entwicklung

Im Abschnitt "Ihre Entwicklung" finden Sie wichtige Informationen über Ihre gesundheitlichen Fortschritte. Je nachdem, was Sie in die App eingeben, sehen Sie verschiedene Gesundheitsgrafiken in Form eines Karussells, so dass Sie Ihre Fortschritte mit Oviva schnell sehen und reflektieren können. Zusätzlich können Sie auf die Schaltfläche "Details anzeigen" auf jeder Grafik tippen, um die detaillierten Daten der Grafik zu sehen.

In dieser detaillierten Ansicht sehen Sie alle Einträge, die Sie für diese spezielle Messung aufgezeichnet haben. Sie können das Zeitfenster ändern, indem Sie auf die Registerkarten "Täglich", "Wöchentlich" und "Monatlich" oben auf dem Bildschirm tippen.



## Ihre Gewohnheiten

Die Änderung Ihrer Gewohnheiten ist der Schlüssel zu einer besseren Gesundheit. In diesem Abschnitt können Sie verfolgen, wie gut es Ihnen in Bezug auf Ihre Aktivität und Flüssigkeitsaufnahme geht. Tippen Sie einfach auf die gewünschte Zeile, um weitere Informationen dazu zu erhalten.

### Ernährungsvorschläge

Individuell auf Sie zugeschnitten

Tipps für eine ausgewogene Ernährung

LETZTE 4 TAGE



Stärkehaltige  
Kohlenhydrate



Obst und Gemüse



Eiweiß



Milchprodukte und  
Alternativen



Öl und Aufstriche



Süßes und Knabberzeug



zu wenig



ausgeglichen



zu viel

## Ernährungsvorschläge

Wenn Sie in den letzten vier Tagen mindestens drei Mahlzeiten mit Lebensmitteletiketten versehen haben, geben wir Ihnen im Abschnitt Ernährungsvorschläge eine detaillierte Aufschlüsselung, ob Sie in jeder Lebensmittelkategorie auf der Grundlage anerkannter Richtlinien zu viel, zu wenig oder ausgewogen essen. Darüber hinaus sehen Sie für jede Kategorie personalisierte Empfehlungen, was Sie Ihrer Ernährung hinzufügen oder streichen könnten, um einen gesünderen und ausgewogenen Lebensstil zu erreichen.



### Achtung

Beachten Sie, dass wir zwar Informationen zu Ihren allgemeinen Ernährungspräferenzen (z. B. vegetarisch, vegan usw.) sammeln, um Ihre Ernährungsvorschläge anzuzeigen, wir jedoch nicht alle Fälle (z. B. Allergien, Unverträglichkeiten) abdecken können. Konsultieren Sie bei Unsicherheit immer Ihr Gesundheitspersonal.

### Wochenübersicht



Woche 6

20.11.22 - 26.11.22



## Wochenübersicht

Die Wochenübersicht wird wöchentlich erstellt, um Ihnen Einblicke in Ihre Gewichtsentwicklung und Einhaltung Ihrer Aufgaben zu geben. Sie können somit Ihren Fortschritt mit der Vorwoche sowie der gesamten Versorgungszeit.

## **6. Zusätzliche Informationen**

### **6.1 Hilfe und Support**

Falls Sie irgendwelche Probleme bei der Nutzung dieser App haben sollten, wenden Sie sich bitte an Ihre medizinische Fachperson, die Ihnen weiterhelfen kann. Alternativ können Sie sich auch an unseren technischen Support unter [support@oviva.com](mailto:support@oviva.com) wenden.

Bitte melden Sie jede schwere Störung oder jeden schweren Vorfall im Zusammenhang mit der Oviva App umgehend über [support@oviva.com](mailto:support@oviva.com).

### **6.2 Unterstützte Plattformen**

Die Oviva App kann genutzt werden auf:

- Smartphones mit iOS 15.0 oder neuer.
- Android-Smartphones mit Android 8.0.0 oder neuer.

### **6.3 Nutzungsumgebung**

Keine spezifische. Die Oviva App kann überall genutzt werden, wo ein Smartphone genutzt werden kann. Verwenden Sie die App nur in einer sicheren Umgebung. Bei öffentlichen WLAN sind verschlüsselte Zugänge zu bevorzugen.

### **6.4 Unterstützte Geräte für den Datenimport über Bluetooth**

Alle Geräte zur Messung von Gewicht, Blutzucker, Blutdruck und Aktivität (Schritte), die den Bluetooth Low Energy Standard (BLE 4.0) unterstützen, können mit der Oviva App verbunden werden. Wie das geht, erfahren Sie in Abschnitt 5.2 - Protokollierung eines Eintrags mit Bluetooth.

## 6.5 Symbol glossary

Symbol	Bedeutung
	Hersteller
	Achtung
	Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft
	CE-Zeichen mit ID Nummer der Zertifizierungsstelle
	Oviva App logo
	Medizinisches Gerät
	Gebrauchsanweisung beachten

## 6.6 Hinweise zur Zulassung und zur Sicherheit

Europa (EU/EFTA)

Konformitätserklärung gemäß EU-Richtlinie MDR 2017/745. Die Oviva AG ist zur Verwendung des CE-Zeichens mit ihrem Produkt berechtigt. Damit wird die Konformität mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Verordnung über Medizinprodukte (Verordnung (EU) 2017/745) und anderen geltenden Richtlinien erklärt.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Abschnitt des entsprechenden Produkts auf [www.oviva.com/quality](http://www.oviva.com/quality).

**Name des Herstellers:**

**Oviva AG**

**UDI-DIs:**

07649993906017 (iOS)

07649993906031 (Android)

**Adresse des Herstellers:**

Oviva AG, Zürcherstrasse 64, CH-8852 Altendorf, Schweiz



MT Promedt Consulting GmbH, Ernst-Heckel-Strasse 7, 66386 St. Ingbert,  
Deutschland

Zertifizierungsstelle TÜV Süd Product Service GmbH, ID 0123

Importeur für Deutschland: Oviva AG Potsdam, Dortusstrasse 48, 14467 Potsdam

Importeur für Frankreich: Oviva SAS, 71 rue Desnouettes, 75015 Paris

**Datum der Veröffentlichung:** Juli 2023

**Dokumentversion:** v1.6



**0123**

[oviva.com](https://oviva.com)



[oviva.com](http://oviva.com)